


PRONTO SOCCORSO e DEGENZA

Gabbia di contenzione

Gabbia di contenimento per piccoli animali. Funzionale e resistente, limita lo stress all'animale in fase di somministrazione di cure mediche.



EURO
65,00+iva
GBB.CNT.00




www.multimage.biz

La scheda tecnica sarà disponibile al più presto nella sezione:
Catalogo > Pronto soccorso-Ricovero e Degenza > Gabbie di contenzione

Gabbie modulari in acciaio inox Superior

Scarico di elevato diametro di uscita (40 mm). L'interno della vasca è realizzato con spigoli di elevata raggiatura e privi di giunzioni e con divisori interni. Ogni gabbia può essere accessoriata con asta portaflebo e con portacartella in acciaio inox.



Prezzi su richiesta



www.multimage.biz

Consulta la scheda tecnica nella sezione:
Catalogo > Pronto soccorso-Ricovero e Degenza > Gabbie modulari in acciaio inox Superior

Incubatrici

Costruita in vetro con spessore 6 m/m. Dimensioni 60x40x50 H (altre misure disponibili). Porte scorrevoli anteriori. Griglie di areazione (superiore e frontale). Tappetino verde rimovibile (per pulizia). Termostatazione regolabile da 20÷30°C.



EURO
220,00+iva
(con termostatazione)



www.multimage.biz

La scheda tecnica sarà disponibile al più presto nella sezione:
Catalogo > Pronto soccorso-Ricovero e Degenza > Incubatrici

Materassino ad aria con pompa gonfiaggio Buster

Materassino gonfiabile anti-decubito. Mantiene il paziente isolato dal tavolo operatorio. Radiotrasparente.



EURO
59,00+iva
CRL.MTR.10
(50 x 100 cm)



www.multimage.biz

Consulta la scheda tecnica nella sezione:
Catalogo > Pronto soccorso-Ricovero e Degenza > Materassini riscaldanti

Pompa Gaymar ad acqua calda

Pompa ricircolo acqua calda. Regolazione temperatura acqua da 30° a 41° C. Portata acqua: da 32 a 50 litri/h. Utilizzabile con materassini monouso di varie misure oppure con materassini riutilizzabili.



EURO
490,00+iva
CRL.GMR.0X




www.multimage.biz

Consulta la scheda tecnica nella sezione:
Catalogo > Pronto soccorso-Ricovero e Degenza > Materassini riscaldanti

Materassino riutilizzabile

Materassino riutilizzabile 38 x 56 cm. per pompa Gaymar.



EURO
90,00+iva



www.multimage.biz

Consulta la scheda tecnica nella sezione:
Catalogo > Pronto soccorso-Ricovero e Degenza > Materassini riscaldanti

Gabbia ICU pieghevole e accessori

Gabbia pieghevole e portatile per ossigenoterapia.

Facile nell'installazione e nella preparazione. Struttura portante in acciaio inossidabile. Predisposizione per la somministrazione di ossigeno. Ampia gamma di accessori tra cui:
• materassino riscaldante elettrico (anche per chirurgia)
• materassino con gel riscaldante/refrigerante.



EURO
130,00+iva



www.multimage.biz

La scheda tecnica sarà disponibile al più presto nella sezione:
Catalogo > Pronto soccorso-Ricovero e Degenza > Gabbie



EURO
107,00+iva



EURO
32,00+iva