

RADIOLOGIA DIGITALE DR



Sistema Digitale Diretto
DR Case MWIRELESS
 Portatile Waterproof



Waterproof Function

Massimo comfort per l'utente

Il sistema digitale diretto Case M WiFi Waterproof è il sistema compatto, leggero e portatile appositamente studiato per l'uso equino o misto. Aumento dell'affidabilità del sistema e della sua portabilità per avere ovunque una diagnosi veloce con immagini affidabili. Elevata resistenza agli urti. Il collegamento wireless permette di trasmettere immagini diagnostiche sempre brillanti a un tablet touch screen o una stazione medica per la visualizzazione.

Soluzione completa wireless

Con la soluzione portatile EXAMION X-DR Case L puoi concentrarti sul tuo paziente. Adatto anche per piccoli animali.

Hardware ottimizzato

Il sistema è pronto per l'uso in pochi secondi. Il rivelatore a pannello piatto è dotato di sensore AED (automatic exposure detection).

Caratteristiche tecniche

Superficie attiva	233 x 292 mm (10" x 12")
Tecnologia	Silicio con scintillatore al Cesio
Risoluzione	3,072 x 3,840 pixel
Dimensioni pixel	76 µm / 6,52 Lp/mm
Dimensioni	327 mm x 268 mm x 16 mm (12.9" x 10.6" x 0.6")
Peso pannello	1.8 kg

Affidati all'esperienza e alla professionalità.

Tel. 0331 219900 (6 linee r.a.)

www.multimage.biz - richiesteofferta@multimage.biz