

**MULTIMAGE**

Medical Equipment

# RADIOLOGIA PORTATILE

## A BATTERIA.



Portatile HF

**COMPACT22<sup>BT</sup>**

20 mA - 100 KV



Portatile HF

**COMPACT40<sup>BT</sup>**

35 mA - 100 KV

## Radiologico portatile HF con alimentazione a batteria incorporata

Unità leggera, compatta ed estremamente maneggevole non avendo impedimenti causati dal cavo di alimentazione.

Caratteristiche tecniche		
Modello	Compact 22BT	Compact 40BT
Potenza resa	1.6 KW	2.4 KW
Prestazioni massime	100 kV-20 mA	100 kV-35 mA
Regolazione kVp con steps di 1 kV	40-100	40-100
Regolazione mAs/numero steps	0.4-50/32	0.4-100/35
Capacità batteria (mAs)	1,600	3,000
Macchia focale (mm)	1.2	1.2
Scala SID	2m	2m
Carica batteria (potenza)	55W	110W
Tempo di ricarica	3,5 ore	3,5 ore
Fase e frequenza	Singola fase, 50/60Hz	Singola fase, 50/60Hz
APR	15	21
Peso (kg)	9.8 kg	14 kg

Affidati all'esperienza e alla professionalità.

Tel. 0331 219900 (6 linee r.a.)

[www.multimage.biz](http://www.multimage.biz) - [richiesteofferta@multimage.biz](mailto:richiesteofferta@multimage.biz)