

RADIOLOGIA DIGITALE DR

43 x 43 cm
Flat Panel **1717**

Radiologia **DIGITALE**

- **43 x 43 cm**
- Eccezionale **qualità dell'immagine**
- Alta sensibilità senza perdita di radiazioni
- Spazio morto ridotto
- Tempo di anteprima dell'immagine $\leq 1,5$ s
- Cavo facile da collegare
- **Waterproof**



Passa alla tecnologia a schermo piatto True Digital

Facile aggiornamento senza alcuna modifica all'apparecchiatura a raggi X.

Spessore 15 mm come cassetta esistente per schermi tradizionali.

Il software VetView

E' un software progettato per fornire funzioni di acquisizione, elaborazione e gestione operativa di immagini per la radiografia digitale. Il software gestisce le informazioni relative a pazienti, test e immagini attraverso un database interno. Supporta DICOM, che consente un'eccellente compatibilità con altri dispositivi radiografici.

Caratteristiche tecniche

Tipo di sensore	a-Si TFT
Scintillatore	CsI
Matrice pixel totale (pixel)	127: 3328 x 3328
Area attiva (mm)	422,7 x 422,7 mm
Pixel Pitch	127
Frequenza fotogrammi (fps)	N / A (statico)
Gamma di energia (kVp)	40 ~ 150
Risoluzione (lp / mm)	127: 3,9
Conversione A / D (bit)	16
Interfaccia dati	GigE
Dimensione (mm)	460 x 460 x 15,6
Peso (kg)	4,0 kg

Affidati all'**esperienza** e alla **professionalità**.

Tel. 0331 219900 (6 linee r.a.)

www.multimage.biz - richiesteofferta@multimage.biz