

Ambulatorio veterinario **COMPLETO** con **RADIOLOGICO HF**



Richiedi
OFFERTA
subito!

a soli euro **19.900,00**

Radiologico HF 300 mA – 100 Kv

- Tavola portapaziente a 2 movimenti
- Freno elettromagnetico comando a pedale.
- **Display touch screen** a colori
- **Griglia** a trama invisibile 103 lamelle per pollice
- **Centratore** luminoso
- **Pedale** raggi

Tavolo operatorio idraulico inox a doppia pompa, semipiano a libro con angolazione da 0° a 25° (dimensioni piano 144x55cm).

Tavolo visita inox – dim.120x58x85(h) cm

Anestesia gassosa VMB a muro con piano portastrumenti e con circuito lineare, flussimetro O2, vaporizzatore TEC3 isofluorano, pallone, maschera, tubi endotracheali, circuito di Bain, filtro gas esausti.

Generatore di ossigeno a due uscite con doppio flussimetro e gorgogliatore

Monitor multiparametrico ECG

Lampada operatoria a LED a piantana

Carrello servitore asta decentrata

Elettrobisturi 120W mono-bipolare

Aspiratore chirurgico da 1 lt

Microscopio binoculare a LED SERIE 300

Centrifuga 0-4000 g/m, 12 provette da 10 ml, regol. 0÷30 min.

Laringoscopio con valigetta

Bilancia inox con piano piatto, portata 150 Kg (precisione 100gr), Display a muro.

Possiamo aiutarti alla migliore scelta d'arredo. Trasmetti la planimetria e noi penseremo a suggerirti la soluzione migliore.

Tel. 0331 219900 (6 linee r.a.) - www.multimage.biz - richiesteofferta@multimage.biz

Disponibili altre combinazioni. Le foto dei prodotti proposti sono indicative e possono essere modificate senza preavviso.
Trasporto, installazione, collaudo e consulenza tecnica su tutto il territorio nazionale ad € 300,00.